

**TELEDENTA**  
Funktion & Ästhetik



# Katalog


## 2023/2024





## Inhaltsverzeichnis

AquaSplint	6
Bögen	11
Brackets	16
Tubes	24
Molar Bänder	28
Drahtligaturen	33
Retainer	37
Federn	41
Attachments	46
Zubehör	50
Intraoral   Extraoral	54
Patienten- & Praxisbedarf	62
Bonding	69
Fräsen   Polierer	73
SARA   D2-Apparatur   CS5™ System	76
Huckepackfeder   Tiger Mini Mold	80
Labor   Schrauben	84
Instrumente	88
Bestellschein	97



**AquaSplint**



### AquaSplint®classic >>> AquaSplint®thermo

ist die neueste Generation der selbstadjustierenden und vorgefertigten CMD-Schienen. Ihre integrierte thermoplastische Unterfütterung ermöglicht eine schnelle Individualisierung und einen stabilen Halt ohne Laborarbeiten, Abdrücke oder Registrierung.

Der hydrostatische Ausgleich zwischen den mit einem Schlauch verbundenen Wasserkissen ermöglicht eine schmerzlindernde Harmonisierung der craniofazialen Strukturen (Aqua-Balance Effekt).

Dank der neu entwickelten thermoplastischen Unterfütterung (boil & bite) und dem bewährten Aqua-Balance-Effektes, ermöglicht der neue AquaSplint®thermo einen stabileren Halt und einfachere Handhabung:

- Der **thermo** ist noch einfacher bei der Anwendung. Eine thermoplastische Unterfütterung ist bereits integriert, sodass das bisher benötigte Bonding und die Silikonunterfütterungsspritze entfallen.
- Nach wenigen Minuten im heißen Wasser, ist die thermoplastische Unterfütterung einsatzbereit (siehe Gebrauchsanweisung).
- Der Anpassungsvorgang kann bei einem unerwünschten / ungenauen Unterfütterungsergebnis problemlos wiederholt werden.

Empfohlene Tragedauer max. 4 Wochen.



### Indikationen:

- schnelle Schmerzlinderung und Muskelentspannung (Sofortbehandlung)
- einfache präprothetische / präkieferorthopädische Bissbestimmung
- neutralisiert Funktionsstörungen, Frühkontakte und Zwangsbisse
- Differentialdiagnostik der multifaktoriellen Genese von CMD
- unterstützende Therapie bei assoziierten Erkrankungen wie HWS-Syndrom, Tinnitus, Migräne, Gelenktrauma, sowie bei Limitationen und Blockaden

### Vorteile gegenüber klassischen Aufbiss-Schienen:

- sofort einsetzbar ohne Abdrücke / Laborarbeiten
- schnelle Schmerzlinderung und Muskelentspannung
- Tragdauer von 10 Stunden pro Tag ausreichend
- passgenau und komfortabler Halt
- keine scharfen Kanten / Druckstellen
- universelle Größe / universell einsetzbar
- keine Adjustierungstermine (dank des hydrostatischen Ausgleichs der beiden Wasserkissen)
- ersetzt die Relaxierungs- und Distractionsschiene
- kann während einer kieferorthopädischen Behandlung eingesetzt werden
- wahlweise im Unter- oder Oberkiefer einsetzbar
- kann in Kombination mit einer 0,5 mm Miniplast-schiene im Gegenkiefer auch langfristig eingesetzt werden

vorgefertigt

angepasst



1 Kit	402-001-01	37,90 €
5 Kits	402-001-02	174,50 €
nur 7 % MwSt.		

1 Kit	401-001-01	18,50 €
5 Kits	401-001-02	86,45 €
10 Kits	401-001-03	158,88 €
nur 7 % MwSt.		



### AquaSplint®mini

ist eine mit Wasser gefüllte selbstjustierende Aufbisschiene, die sofort das CMD-Syndrom und die damit assoziierten Erkrankungen wie Kiefergelenkschmerzen, Migräne, HWS-Syndrom, Tinnitus, Kopf- u. Gesichtsschmerzen, Blockierungen, Stress-Syndrom, moderate Schlafapnoe etc. therapieren kann.

### Merkmale des AquaSplint®mini:

- niedrige Höhe – dadurch besonders geeignet beim CMD-Patienten mit offenem Biss
- ideal für den nicht zahnärztlich tätigen Mediziner wie Orthopäden, HNO-Ärzten, sowie Osteopathen, Physiotherapeuten und Apothekern
- keine Unterfütterung
- Unterkiefer kann sich selbst balancieren/ repositionieren
- neutralisiert evtl. vorhandenen Zwangsbiss
- integrierter Draht, welcher sich individuell an die Zahnbogenform biegen lässt
- effektiver und sofortiger Behandlungseinstieg
- bei Fortschritt und Schmerzlinderung kann eine okklusale Rehabilitation (Zahnarzt) oder ein AquaSplint®thermo folgen

Empfohlene Tragedauer max. 4 Wochen.




### Vorteile gegenüber klassischen Aufbisschienen:

- schnelle Schmerzlinderung und Muskelentspannung
- sofort einsetzbar ohne Laborarbeiten
- universelle Größe
- keine scharfen Kanten
- nur 10 Stunden tägliche Tragedauer
- keine Adjustierungstermine (dank des hydrostatischen Ausgleichs der beiden Wasserkissen)
- ersetzt die Relaxierungs- und Distractionsschiene
- kann während einer kieferorthopädischen Behandlung eingesetzt werden

### Gebrauchsanweisung

- wahlweise im Unter- oder Oberkiefer tragbar
- den integrierten Metallbogen durch leichtes Biegen an die Zahnbogenform anpassen – die Wasserkissen sollten passiv und symmetrisch zwischen beiden Zahnreihen liegen
- die V-Markierung zeigt die Mitte des Verbindungsschlau- ches der beiden Wasserkissen und sollte beim Anpassen und Tragen nahe der Zahnmittellinie im Ober- bzw. Unterkiefer liegen
- AquaSplint®mini bitte sofort nach dem Herausnehmen mit Wasser abspülen und in die Aufbewahrungsdose legen





# Bögen




### NiTi Bögen

- hohe Qualität
- Nickel-Titan Legierung
- Lasermarkierung zur einfachen Identifikation
- sterilisierbar (autoklav)
- hohe Elastizität
- 10 Stück pro Packung

○ **3,10 € / Pack**  
(0,31 € pro Stück)

□ **4,65 € / Pack**  
(0,46 € pro Stück)




Größe	Oberkiefer	Unterkiefer
0.012	200-012-02	200-012-01
0.014	200-014-02	200-014-01
0.016	200-016-02	200-016-01
0.018	200-018-02	200-018-01
0.020	200-020-02	200-020-01
0.016 x 0.016	200-161-62	200-161-61
0.016 x 0.022	200-162-22	200-162-21
0.017 x 0.025	200-172-52	200-172-51
0.018 x 0.025	200-182-52	200-182-51
0.019 x 0.025	200-192-52	200-192-51
0.021 x 0.025	200-212-52	200-212-51

### Edelstahl Bögen

- hohe Qualität
- Lasermarkierung zur einfachen Identifikation
- sterilisierbar (autoklav)
- 10 Stück pro Packung

○ **2,10 € / Pack**  
(0,21 € pro Stück)

□ **2,60 € / Pack**  
(0,26 € pro Stück)



Größe	Oberkiefer	Unterkiefer
0.012	201-012-02	201-012-01
0.014	201-014-02	201-014-01
0.016	201-016-02	201-016-01
0.018	201-018-02	201-018-01
0.020	201-020-02	201-020-01
0.016 x 0.016	201-161-62	201-161-61
0.016 x 0.022	201-162-22	201-162-21
0.017 x 0.022	201-172-22	201-172-21
0.017 x 0.025	201-172-52	201-172-51
0.018 x 0.022	201-182-22	201-182-21
0.018 x 0.025	201-182-52	201-182-51
0.019 x 0.025	201-192-52	201-192-51
0.021 x 0.025	201-212-52	201-212-51

### TMA / Beta-Titanium Bögen

- hohe Qualität
- **nickelfrei**
- Titan-Molybdän Legierung
- Markierung zur einfachen Identifikation
- TMA Bögen lassen sich biegen wie Stahlbögen und haben eine Elastizität wie Nickel-Titan Bögen
- sterilisierbar (autoklav)
- 10 Stück pro Packung

○ **28,90 € / Pack**  
(2,89 € pro Stück)

□ **33,90 € / Pack**  
(3,39 € pro Stück)




Größe	Oberkiefer	Unterkiefer
0.016	202-016-02	202-016-01
0.018	202-018-02	202-018-01
0.020	202-020-02	202-020-01
0.016 x 0.016	202-161-62	202-161-61
0.016 x 0.022	202-162-22	202-162-21
0.017 x 0.025	202-172-52	202-172-51
0.019 x 0.025	202-192-52	202-192-51
0.021 x 0.025	202-212-52	202-212-51

### Reverse Curve NiTi Bögen

- hochqualitative Nickel-Titan Legierung
- hohe Qualität
- bei Tiefbiss und offenem Biss einsetzbar
- bei Nivellierung der Speeschen Kurve
- Markierung zur einfachen Identifikation
- sterilisierbar (autoklav)
- hohe Elastizität
- 10 Stück pro Packung

○ 8,99 € / Pack  
(0,89 € pro Stück)

□ 13,99 € / Pack  
(1,39 € pro Stück)




Größe	Oberkiefer	Unterkiefer
0.014	203-014-02	203-014-01
0.016	203-016-02	203-016-01
0.018	203-018-02	203-018-01
0.020	203-020-02	203-020-01
0.016 x 0.016	203-161-62	203-161-61
0.016 x 0.022	203-162-22	203-162-21
0.017 x 0.025	203-172-52	203-172-51
0.019 x 0.025	203-192-52	203-192-51

### Thermal Active NiTi Bögen

- geringe Kräfte für die Startphase
- bei Raumtemperatur einfach formbar
- optimale Aktivierung bei Körpertemperatur
- 10 Stück pro Packung

○ 4,50 € / Pack  
(0,45 € pro Stück)

□ 5,90 € / Pack  
(0,59 € pro Stück)



Größe	Oberkiefer	Unterkiefer
0.012	206-012-02	206-012-01
0.014	206-014-02	206-014-01
0.016	206-016-02	206-016-01
0.018	206-018-02	206-018-01
0.020	206-020-02	206-020-01
0.016 x 0.016	206-161-62	206-161-61
0.016 x 0.022	206-162-22	206-162-21
0.017 x 0.025	206-172-52	206-172-51
0.018 x 0.025	206-182-52	206-182-51
0.019 x 0.025	206-192-52	206-192-51
0.021 x 0.025	206-212-52	206-212-51

### NiTi Bögen, beschichtet

- hohe Qualität
- zahnfarbene Beschichtung
- 1 Stück pro Packung

○ 3,10 € / Pack

□ 3,59 € / Pack




Größe	Oberkiefer	Unterkiefer
0.012	204-012-02	204-012-01
0.014	204-014-02	204-014-01
0.016	204-016-02	204-016-01
0.018	204-018-02	204-018-01
0.020	204-020-02	204-020-01
0.016 x 0.016	204-161-62	204-161-61
0.016 x 0.022	204-162-22	204-162-21
0.017 x 0.025	204-172-52	204-172-51
0.019 x 0.025	204-192-52	204-192-51

### MeMalloy NiTi Bögen

- verfügen über eine besonders sanfte kontinuierliche Kraftabgabe (ähnlich wie thermoaktive Bögen)
- hohe Qualität
- hohe Elastizität
- 10 Stück pro Packung

○ 11,00 € / Pack  
(1,10 € pro Stück)

□ 12,90 € / Pack  
(1,20 € pro Stück)



Größe	Oberkiefer	Unterkiefer
0.012	213-012-02	213-012-01
0.014	213-014-02	213-014-01
0.016	213-016-02	213-016-01
0.018	213-018-02	213-018-01
0.020	213-020-02	213-020-01
0.016 x 0.016	213-161-62	213-161-61
0.016 x 0.022	213-162-22	213-162-21
0.017 x 0.025	213-172-52	213-172-51
0.018 x 0.025	213-182-52	213-182-51
0.019 x 0.025	213-192-52	213-192-51
0.021 x 0.025	213-212-52	213-212-51

### Edelstahl Bögen, beschichtet

- hohe Qualität
- zahnfarbene Beschichtung
- 1 Stück pro Packung


○ 2,59 € / Pack

□ 2,99 € / Pack



Größe	Oberkiefer	Unterkiefer
0.012	205-012-02	205-012-01
0.014	205-014-02	205-014-01
0.016	205-016-02	205-016-01
0.018	205-018-02	205-018-01
0.020	205-020-02	205-020-01
0.016 x 0.016	205-161-62	205-161-61
0.016 x 0.022	205-162-22	205-162-21
0.017 x 0.025	205-172-52	205-172-51
0.019 x 0.025	205-192-52	205-192-51





# Brackets

## Silverstar Brackets - 2nd Generation

- hohe Qualität nach deutschem Standard (ISO/CE)
- neu konstruiertes 3D-Design
- geringe Reibung
- flaches Profil (in-out) und großzügiger Ligaturraum
- geritzte Mittellinien zur präzisen Positionierung der Brackets
- CNC gefräster Slot (präzise und glatt)

Artikel-Nr.	Beschreibung
140-018-01	<b>Roth</b> 0.018, 345 m.H.
140-022-02	<b>Roth</b> 0.022, 345 m.H.

Artikel-Nr.	Beschreibung
140-118-01	<b>MBT</b> 0.018, 345 m.H.
140-122-02	<b>MBT</b> 0.022, 345 m.H.

Identifikationssystem  
 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5  
 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Einzelbrackets nur in  
10er - Packungen erhältlich!



**12,49 €**  
20 Brackets je Fall (5-5, OK+UK)

ab 0,63 € pro Stück



## Trumpet Brackets (Mesh Base)

- Trumpet-Slot-Design am mesialen & distalen Ende um die Bogenfraktion zu reduzieren
- besserer Komfort durch ein flaches Profil mit glatten Flügeln & Oberfläche
- ausgereifte MIM-Technik
- hochwertiges Material & einzigartiges Design
- markierte Mittellinie zur besseren Setzhilfe

Artikel-Nr.	Beschreibung
130-018-01A	<b>Roth</b> 0.018, 345 m.H.
130-022-01A	<b>Roth</b> 0.022, 345 m.H.

Artikel-Nr.	Beschreibung
130-118-01A	<b>MBT</b> 0.018, 345 m.H.
130-122-01A	<b>MBT</b> 0.022, 345 m.H.

Identifikationssystem  
 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5  
 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Einzelbrackets nur in  
10er - Packungen erhältlich!



**11,99 €**  
20 Brackets je Fall (5-5, OK+UK)

ab 0,60 € pro Stück



## Silverstar Brackets

- hohe Qualität nach deutschem Standard (ISO/CE)
- geringe Reibung
- glatte Oberfläche
- hohe Präzision

Artikel-Nr.	Beschreibung
100-018-01	<b>Roth</b> 0.018, 345 m.H.
100-022-02	<b>Roth</b> 0.022, 345 m.H.

Artikel-Nr.	Beschreibung
100-118-01	<b>MBT</b> 0.018, 345 m.H.
100-122-02	<b>MBT</b> 0.022, 345 m.H.

Identifikationssystem  
 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5  
 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Einzelbrackets nur in  
10er - Packungen erhältlich!



**13,49 €**  
20 Brackets je Fall (5-5, OK+UK)

ab 0,67 € pro Stück




## Trumpet Prava Brackets (*Monoblock*)

- **Monoblock (Ein-Stück-Konstruktion)**
- Trumpet-Slot-Design am mesialen & distalen Ende um die Bogenfraktion zu reduzieren
- markierte Mittellinie zur besseren Setzhilfe
- ausgereifte MIM-Technik

Artikel-Nr.	Beschreibung
103-018-01A	<b>Roth</b> 0.018, 345 m.H.
103-022-01A	<b>Roth</b> 0.022, 345 m.H.

Artikel-Nr.	Beschreibung
103-118-01A	<b>MBT</b> 0.018, 345 m.H.
103-122-01A	<b>MBT</b> 0.022, 345 m.H.



Einzelbrackets nur in  
10er - Packungen erhältlich!



**16,99 €**  
20 Brackets je Fall  
(5-5, OK+UK)


ab 0,85 € pro Stück



## Jasmin Brackets

- hohe Qualität
- aus **Keramik**
- ästhetische zahnfarbene Wirkung
- hohe Präzision

Einzelbrackets nur in  
10er - Packungen erhältlich!



**39,99 €**  
20 Brackets je Fall  
(5-5, OK+UK)

ab 2,00 € pro Stück

**12,00 €**  
6 Brackets je Fall  
(OK 3-3)

Artikel-Nr.	Beschreibung
104-018-01	<b>Roth</b> 0.018, 3 m.H.
104-018-02	<b>Roth</b> 0.018, 345 m.H.
104-022-01	<b>Roth</b> 0.022, 3 m.H.
104-022-02	<b>Roth</b> 0.022, 345 m.H.

Artikel-Nr.	Beschreibung
104-122-01	<b>MBT</b> 0.022, 3 m.H.

Artikel-Nr.	Beschreibung
104-018-03	<b>Roth</b> 0.018
104-022-03	<b>Roth</b> 0.022
104-122-03	<b>MBT</b> 0.022



## Prava<sup>2</sup> Brackets (*Monoblock*)

- **Monoblock-Konstruktion** für maximale Festigkeit (aus einem Stück gegossen)
- Spitzenqualität mit hoher Präzision

\* **Nickelfrei** \*

Artikel-Nr.	Beschreibung
113-018-01	<b>Roth</b> 0.018, 345 m.H.
113-022-01	<b>Roth</b> 0.022, 345 m.H.

Artikel-Nr.	Beschreibung
113-118-01	<b>MBT</b> 0.018, 345 m.H.
113-122-01	<b>MBT</b> 0.022, 345 m.H.



Einzelbrackets nur in  
10er - Packungen erhältlich!




**17,99 €**  
20 Brackets je Fall  
(5-5, OK+UK)

ab 0,90 € pro Stück


## WePass™ SL Brackets

- passives System
- reduziert die Bogenfraktion
- nach dem Öffnen bleibt die Klappe in Position, was den Bogenwechsel sehr vereinfacht
- Mesh-Basis für hohe Haftverbindung
- 28 Stück je Fall (20 Brackets & 8 Tubes)
- inklusive Instrument

Artikel-Nr.	Beschreibung
111-018-01A	<b>Roth</b> 0.018
111-022-01A	<b>Roth</b> 0.022
111-122-01A	<b>MBT</b> 0.022




Einzelbrackets nur in 3er - Packungen erhältlich!




**89,99 €**  
pro Fall

## CePass™ Pro Brackets

- verbesserte Version der bisherigen CePass Jasmin SL
- aus Keramik
- passives System
- exzellentes Kanten-Design für verbesserten Tragekomfort
- unsichtbares klares Erscheinungsbild
- inklusive Instrument



Einzelbrackets nur in 3er - Packungen erhältlich!



Artikel-Nr.	Beschreibung
114-022-01A	<b>Roth</b> 0.022
114-122-01A	<b>MBT</b> 0.022

**149,99 €**  
20 Brackets je Fall (5-5, OK+UK)

## LinPass - Lingual Selbstligierende Brackets

- entwickelt & entstanden von den 3BR und ORG Plus
- US patentierter NiTi Klappen-Schließmechanismus gewährleistet eine stabile und zuverlässige Handhabung

### Im Set enthalten:

- 28 Brackets/Pack, 0.018" x 0.022", (20 Brackets & 8 Molar Tubes)
- inkl. 10 Bögen:
  - 1x 0.012" (rund)
  - 1x 0.016" (rund)
  - 1x 0.016" x 0.016" (vierkant)
  - 1x 0.016" x 0.022" (vierkant)
  - 1x 0.017" x 0.025" (vierkant)


### Unsichtbar

- feste linguale Anwendung
- ästhetische Behandlung


### Einfachheit

- gerade Bogen-Technik
- einfaches Öffnen & Schließen der Klappe
- stabiles und zuverlässiges Schließsystem
- universelles Instrument zum Öffnen der Klappe

Artikel-Nr.	Beschreibung
121-028-01A	<b>LinPass SL Brackets</b>



**130,00 €**  
Set-Preis (inkl. Tubes+Bögen)



**Tubes**

## Molar Tubes



► MBT	0.018	0.022	Bezeichnung	Zahn	Torque	Ang.
	102-018-16	102-022-16	MBT, 1. Molar	16	-14	10
	102-018-26	102-022-26	MBT, 1. Molar	26	-14	10
	102-018-36	102-022-36	MBT, 1. Molar	36	-20	0
	102-018-46	102-022-46	MBT, 1. Molar	46	-20	0
	102-018-17	102-022-17	MBT, 2. Molar	17	-14	10
	102-018-27	102-022-27	MBT, 2. Molar	27	-14	10
	102-018-37	102-022-37	MBT, 2. Molar	37	-10	0
	102-018-47	102-022-47	MBT, 2. Molar	47	-10	0

► Roth	0.018	0.022	Bezeichnung	Zahn	Torque	Ang.
	101-018-16	101-022-16	Roth, 1. Molar	16	-14	10
	101-018-26	101-022-26	Roth, 1. Molar	26	-14	10
	101-018-36	101-022-36	Roth, 1. Molar	36	-30	4
	101-018-46	101-022-46	Roth, 1. Molar	46	-30	4
	101-018-17	101-022-17	Roth, 2. Molar	17	-14	10
	101-018-27	101-022-27	Roth, 2. Molar	27	-14	10
	101-018-37	101-022-37	Roth, 2. Molar	37	-30	4
	101-018-47	101-022-47	Roth, 2. Molar	47	-30	4


**2,29 €**  
pro Stück

Identifikationssystem  
●●●●●●●●●●●●●●●●  
16 26 36 46 17 27 37 47

**22,90 €**  
pro 10er Pack

## COSY-II Tubes

- MIM - Technik
- Trumpet-Design am Mesial-Eingang für bessere Bogeneinführung
- komfortabler Ball-Hook verbessert den Patientenkomfort und vermeidet Zahnfleischirritationen
- flaches Profil, abgerundete Kanten und glatte Oberfläche bietet den Patienten besseren Komfort



### Vorteile:

- bessere Verarbeitung
- Quadrantenkennzeichnung
- flacheres Profil

► MBT	0.018	0.022	Bezeichnung	Zahn	Torque	Ang.
	102-318-16	102-322-16	MBT, 1. Molar	16	-14	10
	102-318-26	102-322-26	MBT, 1. Molar	26	-14	10
	102-318-36	102-322-36	MBT, 1. Molar	36	-20	0
	102-318-46	102-322-46	MBT, 1. Molar	46	-20	0
	102-318-17	102-322-17	MBT, 2. Molar	17	-14	10
	102-318-27	102-322-27	MBT, 2. Molar	27	-14	10
	102-318-37	102-322-37	MBT, 2. Molar	37	-10	0
	102-318-47	102-322-47	MBT, 2. Molar	47	-10	0

► Roth	0.018	0.022	Bezeichnung	Zahn	Torque	Ang.
	101-318-16	101-322-16	Roth, 1. Molar	16	-14	10
	101-318-26	101-322-26	Roth, 1. Molar	26	-14	10
	101-318-36	101-322-36	Roth, 1. Molar	36	-25	4
	101-318-46	101-322-46	Roth, 1. Molar	46	-25	4
	101-318-17	101-322-17	Roth, 2. Molar	17	-14	10
	101-318-27	101-322-27	Roth, 2. Molar	27	-14	10
	101-318-37	101-322-37	Roth, 2. Molar	37	-25	4
	101-318-47	101-322-47	Roth, 2. Molar	47	-25	4

**1,95 €**  
pro Stück


Identifikationssystem  
●●●●●●●●●●●●●●●●  
16 26 36 46 17 27 37 47



**19,50 €**  
pro 10er Pack



anatomische Netzbasis optimal an die Zahnform angepasst



# Bänder



### Was spricht für unsere Bänder:

- ✓ abgerundete Kanten für maximalen Patientenkomfort
- ✓ idealer Härtegrad für einfache Formung
- ✓ anatomische Form und sehr gute Passgenauigkeit
- ✓ permanente Lasermarkierung für die Größenidentifikation

### Unsere Bänder-Set Varianten:

#### ► Einsteiger - Set 1

Set beinhaltet:

- 40 Bänder (versch. Größen)\*
- erhältlich in MBT und Roth (0.018" und 0.022")

104,50 €

#### ► Einsteiger - Set 2

Set beinhaltet:

- 75 Bänder (versch. Größen)\*
- erhältlich in MBT und Roth (0.018" und 0.022")

186,50 €


#### ► Profi-Set

Set beinhaltet:

- 150 Bänder (versch. Größen)\*
- erhältlich in MBT und Roth (0.018" und 0.022")

355,50 €

\* Die enthaltenen Größen finden Sie in unserem Onlineshop unter Downloads.



• 6er Bänder Oberkiefer




• 6er Bänder Unterkiefer



• optional mit Palatinalschloss



• 7er Bänder (alle Quadranten)



• alle Bänder mit Linguallasche (standard)



• optional Palatinalschloss mit Haken

- ✓ 3-Fach Tube für 1. Molaren OK (konvertierbar)
- ✓ 2-Fach Tube für 1. Molaren UK (konvertierbar)
- ✓ 1-Fach Tube für 2. Molaren
- ✓ auf Wunsch auch mit Palatinalschloss ohne Aufpreis


2,99 € pro Stück

### \*\*\* Hinweis \*\*\*

Unsere Bändervergleichstabelle erhalten Sie telefonisch auf Nachfrage oder als Download auf unserer Webseite.

Bänder - Vergleichstabelle

Band	Größe	Material	Spezial	Palatinalschloss	Linguallasche
6UR31	6UR31	6UR31			
6UR32	6UR32	6UR32			
6UR33	6UR33	6UR33			
6UR34	6UR34	6UR34			
6UR35	6UR35	6UR35			
6UR36	6UR36	6UR36			
6UR37	6UR37	6UR37			
6UR38	6UR38	6UR38			
6UR39	6UR39	6UR39			
6UR40	6UR40	6UR40			
6UR41	6UR41	6UR41			
6UR42	6UR42	6UR42			
6UR43	6UR43	6UR43			
6UR44	6UR44	6UR44			
6UR45	6UR45	6UR45			
6UR46	6UR46	6UR46			
6UR47	6UR47	6UR47			
6UR48	6UR48	6UR48			
6UR49	6UR49	6UR49			
6UR50	6UR50	6UR50			
6UR51	6UR51	6UR51			
6UR52	6UR52	6UR52			
6UR53	6UR53	6UR53			
6UR54	6UR54	6UR54			
6UR55	6UR55	6UR55			
6UR56	6UR56	6UR56			
6UR57	6UR57	6UR57			
6UR58	6UR58	6UR58			
6UR59	6UR59	6UR59			
6UR60	6UR60	6UR60			
6UR61	6UR61	6UR61			
6UR62	6UR62	6UR62			
6UR63	6UR63	6UR63			
6UR64	6UR64	6UR64			
6UR65	6UR65	6UR65			
6UR66	6UR66	6UR66			
6UR67	6UR67	6UR67			
6UR68	6UR68	6UR68			
6UR69	6UR69	6UR69			
6UR70	6UR70	6UR70			
6UR71	6UR71	6UR71			
6UR72	6UR72	6UR72			
6UR73	6UR73	6UR73			
6UR74	6UR74	6UR74			
6UR75	6UR75	6UR75			
6UR76	6UR76	6UR76			
6UR77	6UR77	6UR77			
6UR78	6UR78	6UR78			
6UR79	6UR79	6UR79			
6UR80	6UR80	6UR80			
6UR81	6UR81	6UR81			
6UR82	6UR82	6UR82			
6UR83	6UR83	6UR83			
6UR84	6UR84	6UR84			
6UR85	6UR85	6UR85			
6UR86	6UR86	6UR86			
6UR87	6UR87	6UR87			
6UR88	6UR88	6UR88			
6UR89	6UR89	6UR89			
6UR90	6UR90	6UR90			
6UR91	6UR91	6UR91			
6UR92	6UR92	6UR92			
6UR93	6UR93	6UR93			
6UR94	6UR94	6UR94			
6UR95	6UR95	6UR95			
6UR96	6UR96	6UR96			
6UR97	6UR97	6UR97			
6UR98	6UR98	6UR98			
6UR99	6UR99	6UR99			
6UR100	6UR100	6UR100			



**Drahtligaturen**



	<b>28,90 €</b>	Artikel-Nr.: 210-000-01	Drahtligaturen 0.010", <b>kurz</b> • 1000er Pack
	<b>20,90 €</b>	Artikel-Nr.: 210-000-02	Drahtligaturen 0.010", <b>lang</b> • 1000er Pack
	<b>21,90 €</b>	Artikel-Nr.: 210-000-11	Kobayashi Ligaturen 0.012", <b>kurz</b> • 100er Pack
	<b>16,90 €</b>	Artikel-Nr.: 210-000-21	Kobayashi Ligaturen 0.012", <b>lang</b> • 100er Pack
	<b>129,90 €</b>	Artikel-Nr.: 210-001-01	Drahtligaturen beschichtet, <b>kurz</b> • 0.012" • zahnfarben • 500er Pack


**Edelstahldraht auf Rolle**  
• 30g / Rolle




<b>9,40 €</b> pro Stück	0,20 mm	Artikel-Nr.: 215-000-01
	0,25 mm	Artikel-Nr.: 215-000-02
	0,30 mm	Artikel-Nr.: 215-000-03

**Edelstahl-Stangendraht**

	<b>17,90 € Pack</b> (25 Stück)	<b>11,99 € Pack</b> (10 Stück)																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>209-014-00</td> <td>0.014</td> </tr> <tr> <td>209-016-00</td> <td>0.016</td> </tr> <tr> <td>209-018-00</td> <td>0.018</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel-Nr.	Bezeichnung	209-014-00	0.014	209-016-00	0.016	209-018-00	0.018	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>209-162-20</td> <td>0.016 x 0.022</td> </tr> <tr> <td>209-172-50</td> <td>0.017 x 0.025</td> </tr> <tr> <td>209-182-50</td> <td>0.018 x 0.025</td> </tr> <tr> <td>209-192-50</td> <td>0.019 x 0.025</td> </tr> <tr> <td>209-212-50</td> <td>0.021 x 0.025</td> </tr> <tr> <td>209-212-80</td> <td>0.021 x 0.028</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel-Nr.	Bezeichnung	209-162-20	0.016 x 0.022	209-172-50	0.017 x 0.025	209-182-50	0.018 x 0.025	209-192-50	0.019 x 0.025	209-212-50	0.021 x 0.025	209-212-80	0.021 x 0.028
Artikel-Nr.	Bezeichnung																							
209-014-00	0.014																							
209-016-00	0.016																							
209-018-00	0.018																							
Artikel-Nr.	Bezeichnung																							
209-162-20	0.016 x 0.022																							
209-172-50	0.017 x 0.025																							
209-182-50	0.018 x 0.025																							
209-192-50	0.019 x 0.025																							
209-212-50	0.021 x 0.025																							
209-212-80	0.021 x 0.028																							



**Retainer**



## Netzbasis-Retainer

Der Retainer kann dank seiner Netzbasis wie ein Bracket im Mund des Patienten geklebt werden.

### Anwendungen als:

- intermaxilläre Verankerung, nach Kieferbruch und bracketloser dysgnathischer Chirurgie
- sofortiger Platzhalter, grazil, stabil und bessere Mundhygiene
- temporärer Maryland-Retainer (präprothetisch)



**19,99 €**  
1 Stück  
nur 7% MwSt.

Artikel-Nr.: 500-001-01

## Lingual-Retainer

- Länge: 5,5 cm
- universell




## Lingual-Retainer Draht


- Maße: 0,8 x 0,4 mm
- Länge: 1 m
- Draht auf Rolle (rund)



**19,90 €**  
pro Stück



Federn



## NiTi Zugfedern, geschlossen

- zwei verschiedene Größen in zwei verschiedenen Ausführungen
- größte Zugkraft: 100 g
- Innendurchmesser: 0,76 mm
- Außendurchmesser: 1,26 mm



1 kleine & 1 große Öse  
Länge 6 mm  
Artikel-Nr.: 105-010-61

1 kleine & 1 große Öse  
Länge 9 mm  
Artikel-Nr.: 105-010-91



2 kleine Ösen  
Länge 6 mm  
Artikel-Nr.: 105-010-62

2 kleine Ösen  
Länge 9 mm  
Artikel-Nr.: 105-010-92

12,50 €  
10er Pack

12,50 €  
10er Pack

## NiTi Druckfedern, offen

- zwei verschiedene Größen:
  - 0,010", größte Zugkraft: 100 g, Innen Ø: 0,76 mm, Außen Ø: 1,26 mm
  - 0,012", größte Zugkraft: 150 g, Innen Ø: 0,76 mm, Außen Ø: 1,38 mm
- Länge 17,80 cm



NiTi Druckfeder 0,010"  
Artikel-Nr.: 105-110-01

NiTi Druckfeder 0,012"  
Artikel-Nr.: 105-112-01

12,50 €  
2er Pack

## NiTi Distalisierungsfeder

- Länge 18,00 cm



NiTi Distalisierungsfeder 0.010"  
Artikel-Nr.: 105-180-10

NiTi Distalisierungsfeder 0.012"  
Artikel-Nr.: 105-180-12

NEU

19,90 €  
1 Stück

## Goodman Torquing Springs™

Die Goodman Torquing Springs™ stoppen Rückfälle, bevor sie passieren! Sie können den Drehmoment auf jeden Zahn anwenden, von den mittleren bis zum oberen oder unteren zweiten Prämolaren. Die Goodman Torquing Springs™ sind an jeden rechteckigen Draht von 0.016 x 0.022 bis 0.019 x 0.025 klemmbar. Sie können 125 g bis 150 g labialen oder lingualen Wurzelmoment liefern, um die Wurzeln auszurichten und die Fälle schneller abschließen zu können. Verwenden Sie die kleine Feder für die oberen Seitenzähne und die unteren Frontzähne. Die große Feder findet Verwendung für alle anderen Zähne.



Die GTS Klemmzange wurde speziell für die Goodman Torquing Springs entwickelt. Die Rückholfeder im Griff erleichtert das „Crimpen“.

### Produkteigenschaften im Überblick:

- Behandlung schneller abschließen
- Rezidive minimieren
- einen „echten“ labialen oder lingualen Wurzeltorque erzielen
- Anwendung des Drehmoments auf jeden Zahn von der Mitte bis zum oberen oder unteren zweiten Prämolaren
- liefert Drehmomentkräfte von 125 g bis zu 150 g
- Anwendung einer kleinen Feder für die oberen Seitenzähne & der unteren Frontzähne
- Anwendung der großen Feder für alle anderen Zähne

### Im Set enthalten:

- 5 kleine Federn
- 5 große Federn
- GTS Klemmzange

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
105-100-00	Goodman Torquing Spring „GTS“ Set	189,90 €
105-100-01	GTS kleine Federn (5 Stück/Pack)	62,90 €
105-100-02	GTS große Federn (5 Stück/Pack)	62,90 €



## Mini Mold System

Fertigen Sie festsitzende Retainer, Zungenklemmen und Bissöffnungsgeräte ohne Abdrücke an. Mini Molds® erledigen die Arbeit schnell und einfach mit verschiedenen Aufsätzen. Einfach die Molds füllen, auf den Zahn setzen und aushärten.



Die neue Eckzahnrampe ist ideal für die sofortige Bissöffnung, wenn der Überbiss mehr als 5 mm beträgt, was eine überlegene Alternative darstellt, wenn ein mögliches Trauma der Schneidezähne verhindert werden soll. Diese Aufsätze aus gehärtetem Komposit liegen angenehmer auf der Zunge und lassen sich sehr leicht ausgleichen. **Die Formen können autoklaviert und wiederverwendet werden.**

### Mini Mold® Starter Kit

Machen Sie unsichtbare ästhetische Befestigungen in Sekunden schnelle.

#### Inhalt:

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| (3) Knöpfchen       | (3) Habit Control             |
| (3) Bracket         | (3) Bissrampe – 3mm           |
| (3) Retainer, klein | (3) Bissrampe – 5mm           |
| (3) Retainer, groß  | (3) Eckzahnrampe – Erwachsene |
| (3) Tube            | (2) Griffe                    |
| (3) Molarenpolster  |                               |

(x) Anzahl der enthaltenen Stückzahl



### Mini Mold® Universal Bite Opening Kit

Das universelle Kit erstellt in Sekundenschnelle verschiedene Bissöffnungsaufbisse!

#### Inhalt:

- (4) Eckbissrampe – Erwachsener
- (4) Eckbissrampe – Kind
- (4) Bissrampe – 3 mm
- (4) Bissrampe – 5 mm
- (4) Molarenpolster
- (2) Griffe

(x) Anzahl der enthaltenen Stückzahl



### Mini Mold® Habit Control

Korrektes Daumenlutschen und Zungenstoßen mit minimaler Behandlungszeit.

#### Inhalt:

- 10 Molds, 1 Griff



### Mini Mold® Retainer

Ideal für direkte Retainer oder Rotationskorrekturen. Die Molds sind in **klein** und **groß** erhältlich.

#### Inhalt:

- 10 Molds, 1 Griff



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
800-002-00	Mini Mold® Starter Kit	188,90 €
800-002-01	Mini Mold® Universal Bite Opening Kit	147,90 €
800-002-02	Mini Mold® Habit Control	64,90 €
800-002-10	Mini Mold® Retainer, <b>klein</b>	64,90 €
800-002-11	Mini Mold® Retainer, <b>groß</b>	64,90 €



**Attachments**



Lingualknöpfechen  
Artikel-Nr.: 105-000-01A

9,40 €  
10 Stück



Lingualknöpfechen-Doppelhäkchen  
Artikel-Nr.: 105-000-02A

9,40 €  
10 Stück



Knöpfechen mit Öse  
Artikel-Nr.: 105-000-05A

15,90 €  
10 Stück



Schleife  
biegsam  
Lingualknöpfechen mit Schleife  
Artikel-Nr.: 105-000-06A

15,90 €  
10 Stück



Knöpfechen mit Kette, gold  
Artikel-Nr.: 105-002-01

13,90 €  
2er Pack



Knöpfechen mit Kette, silber  
Artikel-Nr.: 105-001-01

13,90 €  
2er Pack



Aligner Button, Metall  
Artikel-Nr.: 105-000-50

79,00 €  
25 Stück



Aligner Button, transparent  
Artikel-Nr.: 105-000-51

39,90 €  
10 Stück



Lingualknöpfechen (Monoblock)  
Artikel-Nr.: 105-000-07A

12,40 €  
10 Stück



Lingual Klebeöse (Monoblock)  
Artikel-Nr.: 105-000-08A

17,90 €  
10 Stück



Habit Correcting  
Artikel-Nr.: 105-000-09A

19,90 €  
10 Stück



Multi-Hook-Knöpfechen  
Artikel-Nr.: 105-000-13A

15,90 €  
10 Stück



transparent  
Keramik Knöpfechen  
Artikel-Nr.: 105-000-10

19,90 €  
10 Stück



Multi-Lingual-Knöpfechen  
Artikel-Nr.: 105-000-11D

24,90 €  
20 Stück



Multi-Lingual-Knöpfechen  
Artikel-Nr.: 105-000-12D

24,90 €  
20 Stück



Multi-Lingual-Knöpfechen  
mit Öffnung für Bögen  
von 0.012" - 0.018"



Bondable-Hook-Knöpfechen  
Artikel-Nr.: 105-000-14A

12,90 €  
10 Stück



Lingual-Doppelhäkchen  
Artikel-Nr.: 105-000-22A

9,40 €  
10 Stück



Keramik Lingualknöpfechen  
Artikel-Nr.: 105-000-30A

22,90 €  
10 Stück



Keramik Lingualknöpfechen  
Artikel-Nr.: 105-000-31A

22,90 €  
10 Stück



Keramik Multi-Hook-Knöpfechen  
Artikel-Nr.: 105-000-32A

32,90 €  
10 Stück



Keramik Edgewise Klebetube  
Artikel-Nr.: 105-000-33A

39,90 €  
10 Stück



Keramik Bondable-Hook-Knöpfechen  
Artikel-Nr.: 105-000-34A

29,90 €  
10 Stück



feingliedrig  
Knöpfechen mit Kette, silber  
Artikel-Nr.: 105-001-01A

9,90 €  
2er Pack



feingliedrig  
Knöpfechen mit Kette, gold  
Artikel-Nr.: 105-002-01A


9,90 €  
2er Pack



feingliedrig  
Knöpfechen mit Kette, gold  
Artikel-Nr.: 105-002-11A

39,50 €  
10 Stück





Zubehör

## Stops

- universell
- für Bögen bis 0.021" x 0.025"
- 2,0 mm breit



**3,90 €**  
10 Stück

Artikel-Nr.: 105-025-00

## Klemmhäkchen mit Ball-Hook

**kurz**  
W 1,9 mm, L 1,3 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung
105-018-03	0.018"
105-022-03	0.022"

**9,90 €**  
10 Stück

## Stops mit Hook

- universell
- für Bögen bis 0.021" x 0.025"
- lang, gebogen



**7,90 €**  
10 Stück

rechts Artikel-Nr.: 105-025-01  
links Artikel-Nr.: 105-025-02

## Klemmhäkchen mit Ball-Hook

**medium**  
W 1,9 mm, L 2,2 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung
105-018-13	0.018"
105-022-13	0.022"

**9,90 €**  
10 Stück

## Mini Tube Stops

- können direkt auf dem Bogen fixiert werden
- 2,0 mm breit



**4,50 €**  
10 Stück

0.015" Artikel-Nr.: 105-015-00A  
0.019" Artikel-Nr.: 105-019-00A

## Klemmhäkchen mit Ball-Hook

**lang**  
W 1,9 mm, L 3,0 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung
105-018-23	0.018"
105-022-23	0.022"

**9,90 €**  
10 Stück

## Activity Crimpable Hooks

- inkl. Schlüssel
- für Bögen bis 0.021" x 0.025"



**13,90 €**  
10 Stück

rechts Artikel-Nr.: 105-000-15A  
links Artikel-Nr.: 105-000-16A

## Klemmhäkchen, kurz

- für Bögen bis 0.021" x 0.025"

L 1,4 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung
105-020-03A	kurz 0.022"

**9,90 €**  
10 Stück

## Activity Archwire Stop

- inkl. Schlüssel
- für Bögen bis 0.021" x 0.025"

Artikel-Nr.: 105-000-17A



**14,50 €**  
10 Stück

## Klemmhäkchen, lang

- für Bögen bis 0.021" x 0.025"

L 2,3 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung
105-022-23A	lang 0.022"

**9,90 €**  
10 Stück

## Wangen- und Lippenexpander

- desinfizierbar



Artikel-Nr.	Bezeichnung
810-000-11	klein
810-000-12	mittel
810-000-13	groß

**8,90 €**  
3er Pack

## Edelstahlspiegel, Lateral




Artikel-Nr.: 820-000-01

**35,90 €**  
pro Stück

## Wangenhalter, transparent blau

Artikel-Nr.: 810-300-03

- autoklavierbar
- können auf 100°C (212°F) erwärmt werden



**9,90 €**  
pro Stück

## Edelstahlspiegel Okklusal, groß



Artikel-Nr.: 820-000-02

**35,90 €**  
pro Stück

## Zahnmodell rot

Artikel-Nr.: 106-000-02



**39,90 €**  
pro Stück

## Edelstahlspiegel Okklusal, klein



Artikel-Nr.: 820-000-03

**35,90 €**  
pro Stück

## Activity Crimpable Hooks

- inkl. Schlüssel
- für Bögen bis 0.021" x 0.025"



**13,90 €**  
10 Stück

rechts Artikel-Nr.: 105-000-15A  
links Artikel-Nr.: 105-000-16A

## Zahnmodell transparent

Artikel-Nr.: 106-000-03



**39,90 €**  
pro Stück

## Black Contrasters Okklusal, groß



Artikel-Nr.: 820-001-01

**38,00 €**  
pro Stück

## Activity Archwire Stop

- inkl. Schlüssel
- für Bögen bis 0.021" x 0.025"

Artikel-Nr.: 105-000-17A



**14,50 €**  
10 Stück

## Zahnmodell pink transparent

Artikel-Nr.: 106-000-04



**49,90 €**  
pro Stück

## Black Contrasters Okklusal, klein



Artikel-Nr.: 820-001-02

**38,00 €**  
pro Stück



**Intraoral**  
**Extraoral**

## elastische Ligaturen

- langanhaltende Elastizität
- **latexfrei**
- Außen Ø: 2,8 mm, Innen Ø: 1,3 mm
- 26 Ligaturen pro Stick
- **40 Sticks (1.040 Stück)**

**9,89 €**  
pro Pack

Artikel-Nr.	Farbe	Artikel-Nr.	Farbe
702-001-00	Farb-Mix	702-001-19	schwarz
702-001-01	himbeer	702-001-20	metallic blau
702-001-03	rot	702-001-22	blau
702-001-05	neon-orange	702-001-25	weiß
702-001-06	silber	702-001-26	gelb
702-001-08	pink	702-001-27	transparent
702-001-09	baby pink	702-001-28	baby blau
702-001-10	neon lila	702-001-30	petrol
702-001-11	lila	702-001-32	türkis
702-001-12	gold	702-001-34	flieder
702-001-14	neon-grün	702-001-37	metallic bordeaux
702-001-15	grün	702-001-38	himmelblau
702-001-16	dunkel lila	702-001-39	metallic gras-grün
702-001-17	eis-blau	702-001-40	perlmutter

## Rotation-Wedges

Artikel-Nr.: 704-200-01  
grau




Artikel-Nr.: 704-200-02  
transparent



**13,90 €**  
100 Stück

## Separiergummis

- langanhaltende Elastizität
- **latexfrei**
- nicht röntgensichtbar
- 70 Ligaturen pro Stick
- **15 Sticks (1.050 Stück)**



Artikel-Nr.: 704-000-01

**14,99 €**  
pro Pack

## elastische Ketten

- langanhaltende Elastizität
- **latexfrei**
- leichtes Einhängen
- 4,5 m pro Spule

- ohne Steg
- 3,0 mm Ringmittelpunktabstand
- kurzer Steg
- 1,2 mm zwischen den Ringen
  - 3,5 mm Ringmittelpunktabstand
- langer Steg
- 1,8 mm zwischen den Ringen
  - 4,0 mm Ringmittelpunktabstand

**9,89 €**  
pro Pack

Artikel-Nr.	transparent
701-000-27	ohne Steg
701-001-27	kurzer Steg
701-002-27	langer Steg

Artikel-Nr.	blau
701-000-38	ohne Steg
701-001-38	kurzer Steg
701-002-38	langer Steg

Artikel-Nr.	silber
701-000-06	ohne Steg
701-001-06	kurzer Steg
701-002-06	langer Steg

Artikel-Nr.	pink
701-000-08	ohne Steg
701-001-08	kurzer Steg
701-002-08	langer Steg

## elastische Fäden

- 0.025" oder 0.030"
- 1 Spule = 7,5 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Bezeichnung
705-125-01	elastischer Faden, grau 0.025"	705-130-01	elastischer Faden, grau 0.030"
705-125-02	elastischer Faden, transparent 0.025"	705-130-02	elastischer Faden, transparent 0.030"

**7,90 €**  
pro Stück

## elastische Fäden, angeraut

- 0.025" oder 0.030"
- 1 Spule = 7,5 m



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Bezeichnung
705-125-21	elastischer Faden, grau 0.025"	705-130-21	elastischer Faden, grau 0.030"
705-125-22	elastischer Faden, transparent 0.025"	705-130-22	elastischer Faden, transparent 0.030"

**7,90 €**  
pro Stück

## Schutzschlauch

- optimale schnelle Hilfe bei empfindlicher Schleimhaut
- transparent
- 1 Spule = 3 m

Artikel-Nr.	Bezeichnung
705-018-00	Schutzschlauch 0.018"
705-027-00	Schutzschlauch 0.027"



**6,90 €**  
pro Stück

## O-Ringe ohne Latex

- langanhaltende Elastizität
- **latexfrei**
- leichte Identifizierung
- 10 Tüten á 100 Stück/Pack



**5,99 €**  
pro Pack

			Eichhörnchen	Hase	Fuchs	Pinguin	Affe
			1/8" 3,2 mm	3/16" 4,6 mm	1/4" 6,4 mm	5/16" 8 mm	3/8" 9,5 mm
Light	2.5 OZ	71 g	703-001-32	703-001-46	703-001-64	703-001-80	703-001-95
Medium	3.5 OZ	99 g	703-002-32	703-002-46	703-002-64	703-002-80	703-002-95
Heavy	4.5 OZ	128 g	703-003-32	703-003-46	703-003-64	703-003-80	703-003-95
Extra Heavy	6.5 OZ	184 g	703-004-32	703-004-46	703-004-64	703-004-80	703-004-95

## O-Ringe mit Latex

- langanhaltende Elastizität
- leichte Identifizierung
- 10 Tüten á 100 Stück/Pack



**5,65 €**  
pro Pack

			Eichhörnchen	Hase	Fuchs	Pinguin	Affe
			1/8" 3,2 mm	3/16" 4,6 mm	1/4" 6,4 mm	5/16" 8 mm	3/8" 9,5 mm
Light	2.5 OZ	71 g	703-001-32L	703-001-46L	703-001-64L	703-001-80L	703-001-95L
Medium	3.5 OZ	99 g	703-002-32L	703-002-46L	703-002-64L	703-002-80L	703-002-95L
Heavy	4.5 OZ	128 g	703-003-32L	703-003-46L	703-003-64L	703-003-80L	703-003-95L
Extra Heavy	6.5 OZ	184 g	703-004-32L	703-004-46L	703-004-64L	703-004-80L	703-004-95L

## Gesichtsmaske, blau

- für Klasse III Patienten
- verstellbar
- inkl. 2 Ersatzschrauben
- inkl. 2 Inbusschlüssel

Artikel-Nr.: 107-030-01



**49,90 €**  
pro Stück

## Gesichtsmaske, Typ 3

- nur in blau erhältlich
- für Klasse III Patienten
- ergonomisch geformt
- 3-fach einstellbar
- Stirnteil und Kinnkappe sind mit weichem Silikon gepolstert, daher verbesserter Tragekomfort

Artikel-Nr.: 107-010-11



**37,90 €**  
pro Stück

## Gesichtsmaske Typ I

- für Klasse III Patienten
- ergonomisch geformt
- 3-fach einstellbar
- Stirnteil und Kinnkappe sind mit weichen Schaumstoffeinlagen gepolstert, daher hoher Tragekomfort

Inhalt:

- ✓ Gesichtsmaske
- ✓ je 2 Ersatzpolster für Stirn und Kinn inklusive
- ✓ 2 Ersatzschrauben
- ✓ Innensechskantschlüssel zum Einstellen



Artikel-Nr.	blau	Länge ohne Biegung
107-010-01	standard	ca. 23 cm
107-020-01	klein	ca. 20 cm

Artikel-Nr.	rot	Länge ohne Biegung
107-010-02	standard	ca. 23 cm
107-020-02	klein	ca. 20 cm

**26,89 €**  
pro Stück

## Kopfkappe, blau


mit weichem Seitenpolster



Artikel-Nr.	Kopfkappe
108-051-00	klein
108-052-00	medium
108-053-00	groß

51,40 €  
5er Pack

## Standard Gesichtsbogen



Artikel-Nr.: 108-000-20

6,95 €  
pro Stück

## Gesichtsbogen mit Stoppschlaufe

Artikel-Nr.	Breite
108-000-30	83 mm
108-000-31	90 mm
108-000-32	97 mm
108-000-33	104 mm
108-000-34	111 mm



9,20 €  
pro Stück

## Sicherheitsmodule

Artikel-Nr.	Sicherheitsmodule
108-100-10	leichte Zugkraft (450g)
108-200-10	medium Zugkraft (600g)
108-300-10	starke Zugkraft (750g)



16,40 €  
10er Pack

## Nackenband, gepolstert



Artikel-Nr.: 108-000-53

23,90 €  
5er Pack



smile



# Patienten- & Praxisbedarf

## Orthodontic Wachs

- formbar
- jede Box enthält 5 Stangen Wachs

21,95 €  
50 Stück

Artikel-Nr.	Duft
301-002-00	Standard
301-002-01	Orange
301-002-02	Apfel
301-002-03	Minze
301-002-04	Erdbeere
301-002-05	Banane
301-002-06	Ananas
301-002-10	Standard, Farb-Mix



## Orthodontic Kit

Das praktische Zahnpflegeset für Spangenträger, ideal auf Reisen und für zu Hause. Visitenkartenfach ideal als Werbeträger nutzbar. Alles in einer Tasche!

### Inhalt:

- 01 V-Trim Zahnbürste mit Interdentalbürste
- 02 V-Trim Reisezahnbürste
- 03 Zahnseide
- 04 Mundspiegel
- 05 Fädelhilfe für Zahnseide
- 06 Interdentalbürste in der Box
- 07 Schutzwachs
- 08 2-Minuten Sanduhr



12er Box	300-001-01	54,99 €
144er Box	300-001-02	502,56 €

## Einhängehilfe, 4-farbig

- 100 Stück / Pack
- Artikel-Nr.: 700-000-01



12,99 €  
pro Pack

## Spangendosen

- Größe M: Höhe 3,0 cm
- Größe L: Höhe 5,5 cm
- in verschiedenen Farben erhältlich



0,89 €  
1 Dose

Artikel-Nr.	Größe M
303-002-04	rot
303-002-05	blau
303-002-06	Himbeere
303-002-07	dunkelblau
303-002-09	türkis
303-002-11	neongrün
303-002-12	neongelb

Artikel-Nr.	Größe L
303-003-05	blau
303-003-06	Himbeere
303-003-07	dunkelblau
303-003-09	türkis
303-003-11	neongrün
303-003-12	neongelb



## Chewies, weiß

Ist die perfekte Lösung für den korrekten Sitz des Aligner. Speziell entwickelt, um bei Bedarf eine gleichmäßige Kraft auf einen Bereich des Mundes auszuüben.

Artikel-Nr.: 704-100-01



1,49 €  
2er Pack

Artikel-Nr.	Bezeichnung
704-100-10	Chewies, Traube
704-100-11	Chewies, Minze
704-100-12	Chewies, Ananas
704-100-13	Chewies, Bubblegum



12,90 €  
20er Pack\*

\*10 Packungen mit je 2 Stück Chewies.

## POLYWAX - Modellierwachs

Zur Herstellung des POLYWAX DENTURE WAX werden die besten Materialien verwendet. Das Wachs ist perfekt für den allgemeinen Gebrauch für Techniker, die einfache Form-, Schnitz- und Modelliereigenschaften suchen.

- ca 21 Stück/Pack
- 500g
- ca. 9 x 17 cm je Wachsplatte

Artikel-Nr.: 302-300-01



**6,90 €**  
pro Pack

## Wachsplatten, türkis

Die Polywachsplatten sind für eine genaue Bissregistrierung einfach zu verwenden und ermöglichen Ihnen den Aufbau Ihrer Bissregistrierung.

- 28 Stück/Pack
- ca. 8 x 8 cm je Wachsplatte

Artikel-Nr.: 302-019-81



**24,90 €**  
pro Pack

## Bissregistrierungswachs, gerade

Das Wachs bleibt im warmen und im abgekühlten Zustand stabil und bietet eine hervorragende Registrierung ohne Verzerrung und Verformung.

- pink
- 500 g

Artikel-Nr.: 302-402-01




**17,90 €**  
pro Pack

## Bissregistrierungswachs, gebogen

Das Wachs bleibt im warmen und im abgekühlten Zustand stabil und bietet eine hervorragende Registrierung ohne Verzerrung und Verformung.

- pink
- 500 g

Artikel-Nr.: 302-402-00



**17,90 €**  
pro Pack

## Einmalzahnbürste, Top Brush Farbedition

- enthalten Zahnpasta mit Minzgeschmack
- Griff aus lebensmittelechtem Polypropylen (PP)
- Farben: Gelb, Cherry, Orange, Fresh Grün, Pastelblau
- Länge: 15,5 cm
- 100 Stück/Pack

Artikel-Nr.: 350-000-00



**14,90 €**  
100 Stück

## Markierungshilfe für Bögen

Unsere Einwegmarkierer eignen sich hervorragend zum Markieren von Bögen, Retainern, Kopfbedeckungen und Gesichtsbögen. Der blaue Kunststoffgriff ist für eine einfachere Handhabung, auch mit Handschuhen, achteckig geformt. Der Spender erleichtert die Abgabe und eliminiert Kreuzkontaminationen.

Artikel-Nr.: 365-000-01 rot Artikel-Nr.: 365-000-02 weiß




**14,90 €**  
100 Stück

## Mikro-Applikatoren

TOP STICKS PLUS sind hochqualitative Mikro Applikatoren für die Auftragung von Flüssigkeiten, Pasten oder Gels im Zahnarztgebrauch.

Die weichen Köpfe der TOP STICKS PLUS sind absorbierend und nicht fesselnd, der Hals kann in jegliche Form gebogen werden und behält die Biegung für verbesserte Treffsicherheit.



**4,45 €**  
100 Stück

Artikel-Nr.	Bezeichnung	NEU
360-001-01	super fein	●
360-001-12	fein	●
360-001-13	fein	●
360-001-21	regular	●



## medizinische Einwegmundschutzmaske

- Typ IIR (non-sterile)

Artikel-Nr.: 107-300-03



**11,90 €**  
50 Stück


## FFP2 Atemschutzmaske

- frei von Glasfaser, Latex & Gerüchen
- verstellbare Nasenbügel, weiche Ohrschlaufen
- auch für größere Köpfe geeignet

Artikel-Nr.: 107-300-23



**24,00 €**  
20 Stück



# Bonding



## DENTA BONDING

- hohe Haftung
- lichthärtender Kleber (Paste)
- optimal für Metall- und Keramikbrackets



**89,90 €**  
pro Set

Artikel-Nr.: 850-000-01

### Inhalt:

- ✓ 3 Spritzen á 3,5 g (10,5 g)
- ✓ 1 Primer Flasche 8 ml
- ✓ 1 Spritze Ätzgel 2,5 ml
- ✓ 1 Gebrauchsanweisung
- ✓ 40 Pinsel
- ✓ 3 Spatel
- ✓ inkl. 1 Kanüle

## DENTA BONDING

Primer Flasche (8ml)	1 Flasche	850-000-02	27,90 €
	2er Pack	850-000-12	54,90 €



## DENTA BONDING Ätzgel (5ml)

- hohe Haftung
- optimal für Metall- und Keramikbrackets
- blaue Farbe
- auf Phosphorsäure-Basis (37% Phosphorsäure)

**7,49 €**  
pro Spritze



inkl. 2 Kanülen

Artikel-Nr.: 850-000-04

## DENTA BONDING Kleber-Spritze

- hohe Haftung
- optimal für Metall- und Keramikbrackets
- lichthärtend
- Einkomponenten-Kleber
- Paste
- 1 Spritze je 3,5 g

	1 Spritze	850-000-03	22,90 €
	3er Pack	850-000-13	59,90 €



## Band Zement "Blue" Set

- hohe Haftung
- lichthärtender Band-Kleber
- blaue Farbe
- Paste
- enthält kein Florid

**65,00 €**  
pro Set

Artikel-Nr.: 850-100-01

### Inhalt:

- ✓ 2 Spritzen á 5g (10g)
- ✓ 1 Spritze Ätzgel 2,5 ml
- ✓ 1 Gebrauchsanweisung
- ✓ 2 Spatel

**35,90 €**  
pro Spritze

Artikel-Nr.: 850-100-02





# Fräsen Polierer

## Silikonpolierer, Granate



14,90 €  
5er Pack

- zum Bearbeiten von Prothesenkunststoff

### Abrasive Vorpolitur, grün

Körnung	grob
Rotation	5.000 - 7.000 rpm
Artikel-Nr.	105-300-01



### Abrasive Vorpolitur, grau

Körnung	mittel
Rotation	5.000 - 7.000 rpm
Artikel-Nr.	105-300-02



### Abrasive Vorpolitur, gelb

Körnung	ohne
Rotation	5.000 - 7.000 rpm
Artikel-Nr.	105-300-03



## Bracketpolierer

- schonende Entfernung von Bracketkleberresten
- gleichzeitige Hochglanzpolitur
- für Winkelstück

flach



1,90 €  
pro Stück

Artikel-Nr.: 105-300-04

kleine Spitze



1,70 €  
pro Stück

Artikel-Nr.: 105-300-05

## Polierer mit Kautschukbindung

- harter flexibler Polierer zum Abtragen von Chrom-Kobald, Edelstahl und Nichtedelmetalllegierungen

9,90 €  
5er Pack

### Torpedo zylindrisch

Körnung	grob
Rotation	7.000 - 12.000 rpm
Artikel-Nr.	105-300-06



### Flamme

Körnung	grob
Rotation	7.000 - 12.000 rpm
Artikel-Nr.	105-300-07



### Torpedo zylindrisch

Körnung	mittel
Rotation	7.000 - 12.000 rpm
Artikel-Nr.	105-300-08



- flexibler Polierer zum Abtragen von Chrom-Kobald, Edelstahl und Nichtedelmetalllegierungen

### Flamme

Körnung	mittel
Rotation	7.000 - 12.000 rpm
Artikel-Nr.	105-300-09



### Torpedo zylindrisch

Körnung	fein
Rotation	7.000 - 12.000 rpm
Artikel-Nr.	105-300-10



### Flamme

Körnung	fein
Rotation	7.000 - 12.000 rpm
Artikel-Nr.	105-300-11



## Diamantpolierer

- Hochglanzpolitur



22,29 €  
2er Pack

Artikel-Nr.: 105-300-12

## Diamant Fräse (Turbine)



50,00 €  
10 Stück

Artikel-Nr.: 105-200-03

## Hartmetall Fräsen

- Hartmetall Fräsen für spezielle schmelzschonende Kleberentfernung




Turbine  
Artikel-Nr.: 105-000-03

25,90 €  
10 Stück



Winkelstück  
Artikel-Nr.: 105-000-04

29,90 €  
10 Stück




SARA

D2-Apparatur

CS5<sup>TM</sup>-System

## SARA - Die Sabbagh Advanced Repositioning Appliance

Die SARA® ist eine festsitzende Teleskopapparatur mit austauschbarer Außenfeder (3N/4N), die eine effektive und patientenkooperationsunabhängige Therapie von Klasse II-Fällen ohne Extraktion oder Chirurgie ermöglichen kann. Grundlage der Entwicklung, in Kooperation mit Herrn Dr. Aladin Sabbagh, war eine Fusion zwischen dem Herbstscharnier und Jasper-Jumper, mit dem Ziel, die Vorteile dieser beiden Techniken zu bündeln. Das Resultat ist ein Kräftesystem mit einer Außenfeder, das universell in jedes festsitzende Bracketsystem integriert werden kann. Die Befestigung im Oberkiefer erfolgt mesial in dem Headgear Bracketsystem integriert werden kann. Die Befestigung im Oberkiefer erfolgt mesial in dem Headgear-Röhrchen. Dadurch wird nicht nur die Handhabung deutlich vereinfacht, sondern auch die Schleimhautirritation verringert.



Artikel-Nr.	Beschreibung
600-100-00	<p><b>SARA besteht aus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 x 3N Feder mit Hülse (324-0003)</li> <li>2 x Drahtbogenadapter Unterkiefer</li> <li>2 x Befestigung Oberkiefer für Headgear Tube</li> <li>2 x Führungsstab</li> <li>2 x Führungsrohr</li> <li>2 x Distanzring, 1 mm (324-0001)</li> <li>2 x Distanzring, 2 mm (324-0002)</li> <li>1 x Innensechskantschlüssel (320-0109)</li> </ul>



**145,00 €**  
pro Set

## D2-Apparatur

Die D2-Distalisierungsvorrichtung wurde entwickelt, um die Behandlung von Klasse-II-Fällen in der Anfangsphase der Behandlung zu vereinfachen. Das patentierte D2-Design behandelt durch die intraoralen elastischen Kräfte eine Plattform der Klasse I.

Molaren werden distal in ihre gewünschte Position gedreht. Profitieren Sie von der frühzeitigen Zusammenarbeit der Patienten bei der Behandlung. Brackets können während oder nach Abschluss der Klasse-I-Korrektur platziert werden.

Für beste Ergebnisse mit der D2-Apparatur empfehlen wir, Ihre Behandlung mit den Elastics 1/4", 6.5 OZ (Level 1) zu beginnen und vervollständigen Sie die Behandlung mit den Elastics 1/4", 8.5 OZ\* (Level 2).  
\* Im Onlineshop erhältlich.

### Funktionen und Vorteile:

- Einheitsgröße, um Ihren Lagerbestand erheblich zu reduzieren
- flaches Design für mehr Patientenkomfort
- für bilaterale oder unilaterale Fallbehandlung
- einfach zu bedienen und einfach zu platzieren
- reduzieren Sie die Gesamtbehandlungszeit
- Patentierte für Klasse-II- und Klasse-III-Behandlungen

D2-Apparatur Edelstahl (2er Set)

Artikel-Nr.: 652-000-01



**124,90 €**  
pro Set

## CS5™ Patienten-Kit, Twist Lock

Das CS®-System erzeugt sofortige und konsistente Kraftniveaus und bietet eine gleichmäßigere, konstantere Kraft, die besser funktioniert und länger hält.

Dieses System ist aufgrund seiner Einfachheit, Effektivität und seines günstigen Preises im Vergleich zu anderen heute erhältlichen Systemen eines der erfolgreichsten Behandlungsgeräte der Klasse II und Klasse III, die weltweit von Kieferorthopäden verwendet werden.

Das völlig neue exklusive CS®5-System bietet eine Non-Compliance-Behandlung für alle Fälle der Klasse II und Klasse III. Sie garantiert eine problemlose Anwendung und sehr gute Behandlungsergebnisse.

### Vorteil:

- einfach zu installieren und effektiv
- gleichmäßige konstante Kraft (350 g)
- bessere Funktion
- längerer Halt


### Ein 5-Patienten-Kit enthält:

- 10 – CS™ NiTi-Federn
- 20 – Pivots (Twist Lock™)
- 20 – Hybrid Schrauben
- magnetischer Inbus-Stift

Artikel-Nr.	Bezeichnung
655-001-07	CS5 Twist Lock, 5-Patienten-Kit (7 mm)
655-001-10	CS5 Twist Lock, 5-Patienten-Kit (10 mm)



**369,90 €**  
pro Set



**Huckepackfeder  
Tiger Mini Mold**

## Huckepackfeder

Die Huckepackfeder ist ein aufklembares Druckfederelement, welches sicher und einfach eingesetzt wird. In der Nivellierungsphase ist häufig bereits ein Druck auf die engstehenden Zähne erforderlich.

Trotz Brackets kann die Huckepackfeder in Sekunden ohne Entnahme des Behandlungsbogens montiert werden. Drücken Sie einfach die Haken zusammen und der Job ist erledigt. Dies ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von Brackets im Engstandbereich.

### Indikationen:

- Platzgewinn bei Frontzahnengstand
- Lückenöffnung im Seitenzahnbereich
- Ausrotation von Zähnen
- Aufrichtung lingual gekippter UK-Eckzähne (CC)

### Ihre Vorteile:

- schnelles und einfaches Einsetzen & Entfernen
- gleichzeitige Verwendung mit Brackets
- Anbringen an bestehenden Bogen
- 6 farbkodierte Größen



### 6 Größen:

Sechs verschiedene Längen ermöglichen einen Platzgewinn vom Einzelzahnbereich bis hin zur Eckzahn-Eckzahn-Distanz. Den einzelnen Größen sind verschiedene Farben zugeordnet. Bei voller Kompression ca. 200 cN Kraftentfaltung (progressiv abnehmend).

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Einheit	Preis
800-001-01	Huckepackfeder Einzelbox F1, transparent	5er Pack	48,30 €
800-001-02	Huckepackfeder Einzelbox B1, orange	5er Pack	48,30 €
800-001-03	Huckepackfeder Einzelbox F2, rot	5er Pack	48,30 €
800-001-04	Huckepackfeder Einzelbox B2, blau	5er Pack	52,30 €
800-001-05	Huckepackfeder Einzelbox U3, grün	5er Pack	52,30 €
800-001-06	Huckepackfeder Einzelbox CC, schwarz	5er Pack	52,30 €
800-001-11	Huckepackfeder Starterset, 1 Stk. je Größe	Set	57,50 €
800-001-12	Huckepackfeder Sortiment, 5 Stk. je Größe	Set	222,80 €

Innovations in orthodontics  
**Tiger Dental**

Größen  
(F1, B1, F2, B2, U3, CC)



## Tiger Mini Mold

Frontzahn-Aufbiss zur Instrusion von Frontzähnen sind mit Mini Mold in Sekundenschnelle hergestellt.

Mit 8,4 mm sind sie lang genug, um im Bedarfsfall einfach gekürzt zu werden. Ebenso können bestehende Aufbisse durch Wiederverwendung der Mini Mold einfach verlängert werden.

Der Orthohalter verläuft parallel zur Aufbissebene, was kontinuierlich gleiche Ergebnisse garantiert. Die seitliche Hilfslinie garantiert, dass alle Aufbisse in derselben Höhe stehen.

**Tipp:** Markieren Sie die Hilfslinie einfach zusätzlich mit einem schwarzen Marker.

Aus Abrasionsgründen sind nicht gefüllte lichthärtende Kunststoffe zu empfehlen.

Innovations in orthodontics  
**Tiger Dental**



Aufbringen der Mini Mold mit dem Orthohalter



Tiger Mini Mold Set (mit Orthohalter + 2 Aufbissformen)

800-000-01

113,20 €

Tiger Mini Mold - Aufbissform (2er Pack)

800-000-02

23,30 €

Ortho Connect Flow GC (2er Pack)

800-000-04

92,00 €

GC Ortho Connect Light Cure Syringe (Kit)

800-000-05

94,96 €



# Labor Schrauben

## Universal Edelstahl-Dehnschrauben

Artikel-Nr.	Typ	Dehnung	Maße	Stück	Beschreibung	Preis
830-000-01		5 0,7		10	<b>Universal-Edelstahldehnschraube, Mini</b> Für Ober- und Unterkiefer bei etwas engstehenden Verhältnissen; auch sehr gut geeignet als Sektorenschraube.	49,50 €
830-000-02		7 0,8		10	<b>Universal-Edelstahldehnschraube, Medium</b> Universell für Ober- und Unterkiefer zur Transversal- und Distaldehnung.	49,50 €
830-000-03		7 0,8		10	<b>Universal-Edelstahldehnschraube, Maxi</b> Für stabile Oberkieferplatten, auch Aktivatoren.	49,50 €

## Dehnschrauben für Vorschubdoppelplatte

Artikel-Nr.	Typ	Dehnung	Stück	Beschreibung	Preis
830-000-04		7 0,8	5	<b>Oberkiefer-Dehnschraube</b> Mit verstärkten Bügeln und Snap-Lock-Technologie.	173,50 €
830-000-05		7 0,8	5	<b>Oberkiefer-Dehnschraube, Sander II</b> Dehnschraube für Vorschubdoppelplatte 7 mm.	153,75 €
830-000-06		7 0,8	5	<b>Unterkiefer-Dehnschraube</b> Mit Platzhalter und Montageplatte zum Einstellen der schiefen Ebene.	29,50 €
830-000-13		5 0,7	5	<b>Unterkiefer-Memory-Dehnschraube</b> Mit Platzhalter und Montageplatte zum Einstellen der schiefen Ebene. (Kraft: ca. 500g)	146,00 €

## Mehrsektorenschrauben

Artikel-Nr.	Typ	Dehnung	Maße	Stück	Beschreibung	Preis
830-000-07		0,6 0,4 0,4		5	<b>Bertoni Mehrsektorenschraube I</b> - verstärkte Führungen - drei unabhängig voneinander wirkende Sektionsbereiche - Gesamtdehnung pro Segment gleich	142,25 €
830-000-08		0,4 0,4 0,8		5	<b>Bertoni Mehrsektorenschraube II</b> - verstärkte Führungen - zwei unabhängig voneinander wirkende Sektionsbereiche (symmetrische Transversaldehnung) - Gesamtdehnung pro Segment gleich	136,00 €

## Fächerdehnschraube

Artikel-Nr.	Typ	Dehnung	Stück	Beschreibung	Preis
830-000-09		8,0 0,8	5	<b>Fächerdehnschraube</b> Für anteriore Dehnungen im Oberkiefer, die Plattenteile öffnen sich fächerartig.	65,00 €
830-000-14			1	Ersatzfächer (Artikel-Nr. 830-000-09)	2,95 €

## Gaumennaht-Schrauben

Artikel-Nr.	Dehnung	Maße	Stück	Beschreibung	Preis
830-000-10	8 mm	12 mm	5	 - perfekte Schraubensicherung während der aktiven Behandlungsphase - Dehnbewegungsbegrenzung, somit Auseinanderfallen der Schraube am Ende der Behandlung - kleinstmögliche Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg	129,50 €
830-000-11	12 mm	16 mm	5		129,50 €

## Dehnschraubenschlüssel

Artikel-Nr.	Stück	Beschreibung	Preis
830-000-12	100		17,25 €

## Dreh Schlüssel für Palatinalspitschrauben

Artikel-Nr.	Stück	Beschreibung	Preis
830-000-15	1		3,80 €

## Quad Helix Federn

Artikel-Nr.	Typ	mm	Stück	Beschreibung	Preis
105-113-00		0,90	10	<b>Feder Quad Helix Größe 1</b>	121,30 €
105-113-01		0,90	10	<b>Feder Quad Helix Größe 2</b>	121,30 €
105-113-02		0,90	10	<b>Feder Quad Helix Größe 3</b>	121,30 €

## Aktivator-Röhrchen

- Ø: 1,15 mm
- Ø: 0,045 Inch



Artikel-Nr.: 108-400-00


- kann mittels Retentionssteg direkt in den Aktivator eingebaut werden
- dient zur Aufnahme eines Gesichtsbogens



Artikel-Nr.: 108-400-01

- zur Aufnahme von Gesichtsbogen in individuell gebogenen Adamsklammern
- beidseitig stabile Laserschweißung

**35,95 €**  
10 Stück



**Instrumente**

- hochwertiges Material
- ergonomisches Design
- aus rostfreiem, gehärtetem **Edelstahl**
- hohe **Qualität und Präzision**
- optimales **PreisLeistungsverhältnis**
- sterilisierbar



### Zangenständer

Artikel-Nr.: 900-000-00A

66,80 €



### Separier-Zange

- zum Aufweiten von elastischen Trennringen vor dem Trennen von Molarenlücken

Artikel-Nr.: 900-000-01A

57,20 €



### Light Wire Zange

- zur Herstellung verschiedener feiner Schlaufen an Bogendrähten und zur Herstellung von Federschlaufen
- Drähte bis zu einem Durchmesser von 0.030 "

Artikel-Nr.: 900-000-02A

70,00 €



### V-Stopp Zange

- zur Herstellung eines V-Anschlags entlang des Bogendrahts, um jede Bewegung zu verhindern

Artikel-Nr.: 900-000-03A

66,80 €



### Ball-Hook Zange

- zum Befestigen der Klemmhäkchen entlang von Bogendrähten

Artikel-Nr.: 900-000-04A

57,20 €



### Band-Entfernerzange

- zum Entfernen von Bändern und anderen klebbaren Attachments

Artikel-Nr.: 900-000-05A

57,20 €



### Bracket-Abnahmezange (abgewickelt)

- zum Entfernen von posterioren Brackets

Artikel-Nr.: 900-000-06A

57,20 €



### Bracket-Abnahmezange

- zum Entfernen von anterioren Brackets

Artikel-Nr.: 900-000-07A

57,20 €



### Weingart-Zange

- wird verwendet, um das distale Ende von Bogendrähten zurückzubinden, zur Vermeidung einer Verletzung

Artikel-Nr.: 900-000-08A

57,20 €



### Tweed-Bogenbiegezange

- wird verwendet um Drehmoment auf rechteckige Drähte zu übertragen
- Dicke der Spitzen: 0.050"

Artikel-Nr.: 900-000-09A

57,20 €



### Tweed-Schlaufenbiegezange

- zur Herstellung von kleinen Schleifen, distalen Schleifen und Omega-Schleifen an Bogendrähten

Artikel-Nr.: 900-000-10A

57,20 €



### Loop-Biegezange

- zur Herstellung verschiedener kleiner Schlaufen für mehrschlaufende Hochkant-Bögen, Schlaufendurchmesser: 2,00 / 3,20 / 4,20 mm

Artikel-Nr.: 900-000-11A

57,20 €





### Nance-Stufenbiegezange

- zur Herstellung von vertikalen Schleifen unterschiedlicher Höhe entlang von Bogendrähten (3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00 mm)
- Durchmesser der Drähte bis zu 0.022"

57,20€

Artikel-Nr.: 900-000-12A



### Konvertierzange

- zum Entfernen der Kappen von konvertierbaren Tubes
- inkl. Ersatzklinge

73,20 €

Artikel-Nr.: 900-000-13A



### Aderer-Drahtbiegezange

- zum Herstellen einer V-Schleife und zum Biegen von Bogendrähten
- Drahtdurchmesser bis zu 0.030"

57,20 €

Artikel-Nr.: 900-000-14A



### Ligaturenschneider

- für Ligaturen-Drähte oder elastische Ringe Durchmesser bis 0.30 mm (0.012")
- Hinweis: kann nicht zum Schneiden von Bogendrähten verwendet werden!

70,00 €

Artikel-Nr.: 900-001-01A



### Hartdrahtschneider

- wird zum Schneiden von australischen Drähten, NiTi-Drähten und Edelstahl-Drähten verwendet
- Drahtdurchmesser bis zu 0,76 mm

70,00 €

Artikel-Nr.: 900-001-02A



### Distalschneider

- wird zum Schneiden des distalen Endes von Bogendrähten und zum sicheren Halten des geschnittenen Teils verwendet
- Bogendrähte bis 0.021" x 0.025"

70,00 €

Artikel-Nr.: 900-001-03A



## Stufenbiegezange

Zum Erstellen von Biegungen von 0,5 mm in einem Schritt. Die T-Form ist für Rechtshänder sowie Linkshänder geeignet.

- max. Bogenstärke: 0.022" x 0.025"
- Länge: 13,0 cm

Artikel-Nr.: 900-005-90

## Jarabak Zange

Mehrzweck-Drahtbiegezange mit Rillen zum präzisen Biegen und Schließen von Schlaufen.

- max. Bogenstärke: 0.018" x 0.022"
- Länge: 13,5 cm

Artikel-Nr.: 900-005-46

## Hole-Punch Zange

Sie wird im Bereich von geklebten Knöpfchen (zur Verwendung von Elastics) für Halb-Mond Ausstanzungen von Clear Alignern verwendet.

- Länge: 13,0 cm

Artikel-Nr.: 900-005-92

## Tear Drop Zange

Die Zange dient zum Hinzufügen einer Kerbe am gingivalen Rand von Clear Alignern (überall dort anwendbar, wo Elastics benötigt werden).

- Länge: 13,0 cm

Artikel-Nr.: 900-005-94

## Horizontal Zange

Die Zange wird zum Erzeugen einer Vertiefung im Clear Aligner genutzt, um den individuellen Wurzel-torque zu betonen.

- Länge: 13,0 cm

Artikel-Nr.: 900-005-96


## Vertikal Zange

Die Zange erzeugt eine Überkorrektur von Rotationen mithilfe einer Vertiefung (mesial oder distal) an den fazialen oder lingualen Seiten des Clear Aligners. Somit wird Druck auf einen bestimmten Zahn erzeugt.

- Länge: 13,0 cm

Artikel-Nr.: 900-005-98

NEU  
49,90 €




NEU  
29,90 €




NEU  
69,90 €




NEU  
69,90 €



NEU  
69,90 €



NEU  
69,90 €




## Nadelhalter, Mathieu

- Länge: 14,0 cm

Artikel-Nr.: 900-210-10

NEU  
19,90 €




## Nadelhalter, Mathieu TC

- mit Hartmetalleinsätzen
- Länge: 14,0 cm

Artikel-Nr.: 900-210-15

NEU  
24,90 €



## Mundspiegel

- aus Rhodium

Artikel-Nr.: 900-220-20 Größe 3: 20 mm

Artikel-Nr.: 900-220-22 Größe 4: 22 mm

Artikel-Nr.: 900-220-24 Größe 5: 24 mm

NEU  
29,90 €  
12er Pack



## Handgriff 1

- Länge: 12,5 cm

Artikel-Nr.: 900-220-01

NEU  
3,40 €



## Handgriff 2

- metallic blau beschichtet
- Länge: 12,0 cm

Artikel-Nr.: 900-220-02

NEU  
4,90 €



## College / Pinzette

- Länge: 15,0 cm

Artikel-Nr.: 900-400-38

NEU  
3,40 €




### Ligaturenverstecker

Artikel-Nr.: 900-400-50

NEU

6,90 €



### Bandandrücker inkl. Zemententferner

Artikel-Nr.: 900-400-46

NEU

6,90 €



### Ligatureneinsatzer

Artikel-Nr.: 900-400-48

NEU

6,90 €



### Sonde

Artikel-Nr.: 900-401-10

NEU

3,40 €



### Scaler

Artikel-Nr.: 900-401-20

NEU

9,90 €



### Curette, universal

• scharf

Artikel-Nr.: 900-400-54

NEU

9,90 €



### Klemmpinzette

• Länge: 10,5 cm

Artikel-Nr.: 900-200-01

11,90 €



### Klemmpinzette mit Setzhilfe

• Länge: 12,2 cm

Artikel-Nr.: 900-200-11

11,90 €



### Klemmpinzette für Molar Tubes

• Länge: 13,5 cm

Artikel-Nr.: 900-200-02

11,90 €



### Klemmpinzette für Molar Tubes, mit Setzhilfe

• Länge: 14,8 cm

Artikel-Nr.: 900-200-12

11,90 €



### Molarenbandaufsetzer

• autoklavierbar

Artikel-Nr.: 900-002-03

NEU

9,90 €



### Molarenbandaufsetzer

• autoklavierbar

Artikel-Nr.: 900-002-04

NEU

7,90 €



### Mershon Bandandrücker

- Grifflänge: 10,3 cm
- Artikel-Nr.: 900-002-01

19,90 €



### TeleDenta Schieblehre

- Zürischer Modell
- Messskala geht bis zur Spitze (Rückseite)
- Artikel-Nr.: 900-100-01

99,00 €



### TeleDenta Schieblehre II

- Messskala geht bis zur Spitze (Rückseite)
- Artikel-Nr.: 900-100-02

79,00 €



### Bracketkreuz

- inkl. Bleistiftminen
- sterilisierbar
- Artikel-Nr.: 900-004-01

39,90 €



### Le Cron

- Länge: 16,0 cm
- Artikel-Nr.: 900-003-01

3,45 €



### Zahle

- Länge: 12,0 cm
- Artikel-Nr.: 900-003-02

3,45 €



## Bestellung Bänder

\*Mindestabnahme ab 1 Packung á 5 Stück pro Größe\*

Praxisstempel:

Kundennummer:

Bitte gewünschte Technik ankreuzen:

Roth 0.018     Roth 0.022  
 MBT 0.018     MBT 0.022

Bitte gewünschte Menge (in Stück) angeben:

1. Molar (OK/Upper)		
Größe	Rechts UR	Links UL
30		
30.5		
31		
31.5		
32		
32.5		
33		
33.5		
34		
34.5		
35		
35.5		
36		
36.5		
37		
37.5		
38		
38.5		
39		
39.5		
40		

1. Molar (UK/Lower)		
Größe	Rechts LR	Links LL
30		
30.5		
31		
31.5		
32		
32.5		
33		
33.5		
34		
34.5		
35		
35.5		
36		
36.5		
37		
37.5		
38		
38.5		
39		
39.5		
40		

2. Molar (OK/Upper)		
Größe	Rechts UR	Links UL
30		
30.5		
31		
31.5		
32		
32.5		
33		
33.5		
34		
34.5		
35		
35.5		
36		
36.5		
37		
37.5		
38		
38.5		
39		
39.5		
40		

2. Molar (UK/Lower)		
Größe	Rechts LR	Links LL
30		
30.5		
31		
31.5		
32		
32.5		
33		
33.5		
34		
34.5		
35		
35.5		
36		
36.5		
37		
37.5		
38		
38.5		
39		
39.5		
40		

mit Palatinalschloss im OK

- Weitere Bändergrößen auf Nachfrage bestellbar.
- Alle Bänder auch auf Wunsch mit Palatinalschloss (ohne Aufpreis)!

Datum, Unterschrift

## Liefer- und Zahlungskonditionen:

- Versand innerhalb Deutschlands für 8,50 €
- versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands ab 190,00 € netto
- versandkostenfreie Lieferung nach Österreich ab 249,00 € netto & Schweiz ab 299,00 € netto
- Lieferzeit ca. 1-3 Werktage innerhalb Deutschlands
- weltweiter Versand ab 28,90 €
- Zahlung per Rechnung, Lastschrift, PayPal oder Vorkasse

Unsere Preise richten sich ausschließlich an gewerbliche Kunden!

Es gelten unsere AGBs. Gerichtsstand Chemnitz.

Weitere Informationen zu Liefer- und Zahlungskonditionen sowie AGBs finden Sie unter [www.teledenta.com](http://www.teledenta.com).


Preise gültig ab April 2022.

[www.teledenta.com](http://www.teledenta.com)  
[www.aqua-splint.com](http://www.aqua-splint.com)



Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
Preis Anpassungen sind aufgrund von steigenden Lieferantenpreisen möglich.  
Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (19%), sofern nicht anders ausgewiesen.

©2024 TeleDenta GmbH



# *Funktion & Ästhetik*

TeleDenta GmbH  
Hainstr. 108  
09130 Chemnitz  
Germany

Tel.: +49 371 4330209  
Fax: +49 371 43318363  
E-Mail: [info@teledenta.com](mailto:info@teledenta.com)  
Web: [www.teledenta.com](http://www.teledenta.com)

